

VINNO D700VET

高端台车式兽用彩色多普勒超声诊断仪

高端臻选 完美体验



VINNO 飞依诺
飞依诺科技(苏州)有限公司

地址：苏州工业园区新发路27号A栋5F
电话：+86 0512 62873806
传真：+86 0512 62873801
邮箱：vinno@vinno.com
网站：www.vinno.com

飞依诺VINNO有权保留随时修改产品技术规格的权利



扫一扫关注飞依诺微信



扫一扫下载杏聆荟App

VINNO 飞依诺


VINNO D700 VET

VINNO D700 VET搭载世界首创的创新RF平台，确保信息更丰富图像更为精准；运用RF数据平台获取并传输处理所有的射频元数据且不产生任何信息损失。相比目前现有的传统平台，RF平台在处理详尽信息上更胜一筹。


基于大量RF数据上的处理算法开发，使图像具有超清的对比度和分辨率；平台可支持高达25MHz的新一代数字宽频和高分辨率波束形成器，具有超高通道的高效处理器性能。

创新RF平台

»传统的超声信号处理平台



»飞依诺首创射频信号处理平台



- » 完全独立、三同步模式操作，简化了多普勒程序
- » 多处理器，可同步模式变化，并支持先进的系统功能
- » D700 VET以其卓越的创新性，为您能准确诊断提供帮助
- » 世界首创RF平台，使图像有更高的对比度和分辨率
- » 多角度空间合成，可得到更详尽的组织细节，消除因角度产生的伪像
- » 新一代自适应噪声和伪像去除技术，提高组织表现和边界清晰度




高性价比性能

囊括所有的性能、功能和探头配置，操作简单，设计符合人机工程学




高端解决方案

- » 微泡造影成像，超声诊断的金标准分析方案
- » 弹性成像，适用于各种组织探查，为临床增添诊断依据
- » 空化微泡造影功能，治疗与研究的好帮手
- » 组织多普勒成像/组织速度M型成像(TDI/TVM)
- » 心肌组织追踪成像



优异图像





S1-8C

宽频带凸阵探头


应用: 腹部, 生殖, 卵巢



S2-9C

宽频带凸阵探头

应用: 腹部, 生殖, 卵巢



G2-5C

宽频带凸阵探头

应用: 腹部, 生殖, 卵巢



X6-16L

宽频带线阵探头

应用: 腹部, 肌腱, 小器官, 眼睛



X4-12L

宽频带线阵探头

应用: 腹部, 肌腱, 小器官, 眼睛



G1-4P

宽频带相控阵探头

应用: 心脏



G4-9M

宽频带微凸阵探头

应用: 腹部, 心脏



F4-12L

宽频带线阵探头

应用: 腹部,肌腱,小器官,眼睛



S1-6P

宽频带相控阵探头

应用: 心脏



G3-10P

宽频带相控阵探头

应用: 心脏



G3-10PX

宽频带相控阵探头

应用: 心脏



G4-12P

宽频带相控阵探头

应用: 心脏



G4-12LV

宽频带线阵探头

Application: 生殖



VINN